


ivoris® analyze express – Schnellzuschnitt

Stand: 04.2024

Im hektischen Praxisalltag kann es vorkommen, dass die Qualität der Patientenfotos leidet. Um nachträgliches **Zuschneiden und Ausrichten** möglichst zeitsparend durchführen zu können, bietet ivoris® analyze den Schnellzuschnitt.



Der Schnellzuschnitt funktioniert bei bestimmten Bildarten (Foto extraoral frontal, Foto extraoral seitlich rechts, usw.) und ermöglicht es, mit zwei Mausklicks die richtige Größe und Drehung des Fotos in einem Arbeitsschritt zu bestimmen. Welche (anatomischen) Punkte gesetzt werden müssen, wird in der unteren Statusleiste angezeigt.

Der Schnellzuschnitt ist individuell für jede Bildart und nach den Bedürfnissen der Praxis anpassbar.

